

GLUBRAN® 2

Dispositif goutte à goutte – Rif. G2-DCD-210-8T

FICHE TECHNIQUE



DÉNOMINATION

Dispositif goutte à goutte

DESCRIPTION

Dispositif composé de:

- cathéter avec connexion luer muni d'aiguille à pointe biseautée exclusivement pour le positionnement de la colle chirurgicale GLUBRAN 2;
- seringue luer de 2.5 ml muni d'aiguille à pointe biseautée.

MODE D'EMPLOI

Usage unique en chirurgie, exclusivement pour le positionnement de la colle chirurgicale GLUBRAN 2. Prélever en lieu stérile la seringue avec l'aiguille de l'emballage et aspirer la colle GLUBRAN 2 de la fiole selon les modalités prévues. Enlever l'aiguille employée pour le prélèvement de la colle. Appliquer la dispositif goutte à goutte à la seringue et presser plusieurs fois sur le piston jusqu'à ce que la colle commence à sortir de la pointe de l'aiguille.

INDICATIONS

Pour utilisation en chirurgie ouverte, lorsqu'une application contrôlée de la colle chirurgicale Glubran 2 est nécessaire pour réaliser l'hémostase, l'encollage, l'étanchéification ou le renforcement des sutures.

MATÉRIEL

PVC Medical Grade (pour utilisation médicale), polypropylène et polystyrène

CODE

G2-DCD-210-8T

STÉRILITE

Rayonnements gamma

DATE DE PEREMPTION

5 ans

CONDITIONNEMENT

Individuel en enveloppe stérile pelable (peel pouch)

CONDITIONS DE CONSERVATION

Standard - conserver le produit à une température ambiante inférieure à 30°C dans son emballage original dans un lieu propre, frais et sec.

DIRECTIVE DE RÉFÉRENCE

MDD/93/42/EEC

CONTRÔLES DE QUALITE

Pendant la production et sur la biocompatibilité des matériaux

CLASSE D'APPARTENANCE

Ila



GEM S.r.l.

Via dei Campi, 2 - PO Box 427

55049 Viareggio (LU) - Italy

Tel. +39 0584 389784/391388 Fax +39 0584 397904

Web: www.gemitaly.it E-Mail: info@gemitaly.it